



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI  
LABORATORIO STANDARD LATTE

## FT210

### CRIOSCOPIA (MRCRSOL)

### FREEZING POINT(MRCRSOL)

#### SOLUZIONI ACQUOSE

#### WATER SOLUTION

**Descrizione del campione:** serie da 3 soluzioni acquose trattate termicamente, da 9 ml, a diverso punto di congelamento di circa  $-0,408^{\circ}\text{C}$  (SOL1),  $-0,512^{\circ}\text{C}$  (SOL2),  $-0,600^{\circ}\text{C}$  (SOL3). I campioni sono contenuti in provette di vetro scuro con tappo a ghiera colorato.

**Identificazione:** in etichetta sono riportati il logo AIA, il tipo di prodotto, il lotto di produzione, l'identificativo alfanumerico, la data di scadenza e il codice prodotto.

**Finalità d'uso:** per il controllo della taratura dei crioscopi a termistore e a plateau.

**Stoccaggio e utilizzo:** conservare a  $4 \pm 2^{\circ}\text{C}$ . Al momento dell'analisi porre i campioni a temperatura ambiente, se necessario scaldare a bagnomaria a  $40 \pm 2^{\circ}\text{C}$ . Una volta aperto, i campioni devono essere utilizzati entro breve tempo.

**Sicurezza:** campione non edibile, non nocivo per la pelle. Non disperdere nell'ambiente.

**Data di scadenza:** 1 anno dalla data di preparazione.

**Sample description:** series of 3 water solution sample (9ml) at different freezing point:  $-0,408^{\circ}\text{C}$  (Sol 1),  $-0,512^{\circ}\text{C}$  (Sol 2),  $-0,600^{\circ}\text{C}$  (Sol 3). Samples are in amber glass vial with rubber cup and metal seal.

**Identification:** the label shows the AIA logo, the type of product, the production batch, the alphanumeric identifier, the expiry date, and the product code.

**Purpose of use:** for checking calibration of thermistor or plateau cryoscope.

**Storage and use:** store at  $4 \pm 2^{\circ}\text{C}$ . Analyze at room temperature, warm at  $40 \pm 2^{\circ}\text{C}$ , if necessary. Once opened, the sample must be used within a short time.

**Safety:** inedible sample, not harmful to the skin. Do not waste it in the environment.

**Expiry date:** 1 year from date of production.