



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
LABORATORIO STANDARD LATTE

FT006

CELLULE SOMATICHE (MRCCCS)

SOMATIC CELLS (MRCCS)

LATTE TERMIZZATO

HEAT TREATED MILK

Descrizione del campione: serie da 20 campioni, da 24 ml di latte vaccino trattato termicamente, composto da 5 concentrazioni di cellule (100.000 - 1.000.000 cell/ml), 4 campione per livello. I campioni sono contenuti in provette di vetro con tappo a vite.

Identificazione: in etichetta sono riportati il logo AIA, il tipo di prodotto, il lotto di produzione, l'identificativo alfanumerico, la data di scadenza e il codice prodotto.

Finalità d'uso: per il controllo o la taratura degli strumenti fluoroptoelettronici.

Stoccaggio e utilizzo: conservare i campioni a $4 \pm 2^\circ\text{C}$. Prima dell'uso scaldare a bagnomaria a $40 \pm 2^\circ\text{C}$. Dopo l'apertura, usare il campione entro breve tempo.

Conservante: Bronopol Tecnico 0,04 % (p/v)

Sicurezza: campione non edibile, non nocivo per la pelle. Non disperdere nell'ambiente.

Data di scadenza: 4 mesi dalla data di preparazione.

Sample description: series of 20 heat treated cow milk samples of 24 ml each, including 5 different cells level (100.000 - 1.000.000 cells/ml), 4 vials for each level. Samples are in a screw black cap glass vial.

Identification: the label shows the AIA logo, the type of product, the production batch, the alphanumeric identifier, the expiry date, and the product code.

Purpose of use: for checking or calibrating fluoro-opto-electronic somatic cell counters.

Storage and use: store the samples at $4 \pm 2^\circ\text{C}$. Before use, warm it at $40 \pm 2^\circ\text{C}$. Once opened, the sample must be used within a short time.

Preservative: Bronopol 0,04 % (wt/vol).

Safety: inedible sample, not harmful to the skin. Do not waste it in the environment.

Expiry date: 4 months from date of production.