



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
LABORATORIO STANDARD LATTE

FT041A (basso/low)

CELLULE SOMATICHE (PCCSB)

SOMATIC CELLS (PCCSB)

CAMPIONE PILOTA - LATTE TERMIZZATO

PILOT SAMPLE - HEAT TREATED MILK

Descrizione del campione: 24 ml di latte vaccino trattato termicamente ad un contenuto di cellule di circa 350.000 cell/ml. Il campione è contenuto in provetta di vetro con tappo a vite.

Sample description: 24 ml cow milk sample, heat treated, at a cell count of approximately 350.000 cells/ml. The sample is in a screw black cap glass vial.

Identificazione: in etichetta sono riportati il logo AIA, il tipo di prodotto, il lotto di produzione, l'identificativo alfanumerico, la data di scadenza e il codice prodotto.

Identification: the label shows the AIA logo, the type of product, the production batch, the alphanumeric identifier, the expiry date, and the product code.

Finalità d'uso: per il controllo o la taratura degli strumenti fluoroptoelettronici.

Purpose of use: for checking or calibrating fluoro-opto-electronic somatic cell counters.

Stoccaggio e utilizzo: conservare il campione a $4 \pm 2^\circ\text{C}$. Prima dell'uso scaldare a bagnomaria a $40 \pm 2^\circ\text{C}$. Dopo l'apertura, usare il campione entro breve tempo.

Storage and use: store the sample at $4 \pm 2^\circ\text{C}$. Before use, warm it at $40 \pm 2^\circ\text{C}$. Once opened, the sample must be used within a short time.

Conservante: Bronopol Tecnico 0,04 % (p/v).

Preservative: Bronopol 0,04 % (wt/vol).

Sicurezza: campione non edibile, non nocivo per la pelle. Non disperdere nell'ambiente.

Safety: inedible sample, not harmful to the skin. Do not waste it in the environment.

Data di scadenza: 4 mesi dalla data di preparazione.

Expiry date: 4 months from date of production.