



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI  
LABORATORIO STANDARD LATTE

## FT041B (alto/high)

### CELLULE SOMATICHE (PCSSA)

### SOMATIC CELLS (PCSSA)

#### CAMPIONE PILOTA - LATTE TERMIZZATO

#### PILOT SAMPLE - HEAT TREATED MILK

**Descrizione del campione:** 24 ml di latte vaccino trattato termicamente ad un contenuto di cellule di circa 1.300.000 cell/ml. Il campione è contenuto in provetta di vetro con tappo a vite.

**Sample description:** 24 ml cow milk sample, heat treated, at a cell count of approximately 1.300.000 cell/ml. The sample is in a screw black cap glass vial.

**Identificazione:** in etichetta sono riportati il logo AIA, il tipo di prodotto, il lotto di produzione, l'identificativo alfanumerico, la data di scadenza e il codice prodotto.

**Identification:** the label shows the AIA logo, the type of product, the production batch, the alphanumeric identifier, the expiry date, and the product code.

**Finalità d'uso:** per il controllo o la taratura degli strumenti fluoroptoelettronici.

**Purpose of use:** for checking or calibrating fluoro-opto-electronic somatic cell counters.

**Stoccaggio e utilizzo:** conservare il campione a  $4 \pm 2^\circ\text{C}$ . Prima dell'uso scaldare a bagnomaria a  $40 \pm 2^\circ\text{C}$ . Dopo l'apertura, usare il campione entro breve tempo.

**Storage and use:** store the sample at  $4 \pm 2^\circ\text{C}$ . Before use, warm it at  $40 \pm 2^\circ\text{C}$ . Once opened, the sample must be used within a short time.

**Conservante:** Bronopol Tecnico 0,04 % (p/v).

**Preservative:** Bronopol 0,04 % (wt/vol).

**Sicurezza:** campione non edibile, non nocivo per la pelle. Non disperdere nell'ambiente.

**Safety:** inedible sample, not harmful to the skin. Do not waste it in the environment.

**Data di scadenza:** 4 mesi dalla data di preparazione.

**Expiry date:** 4 months from date of production.