



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
LABORATORIO STANDARD LATTE

FT660

CELLULE SOMATICHE (MRCCCSPLYO)

SOMATIC CELLS (MRCCSPLYO)

CAMPIONE PILOTA - LATTE LIOFILIZZATO

PILOT SAMPLE -LYOPHILIZED MILK

Descrizione del campione: latte liofilizzato ad un contenuto di cellule di circa 350.000 cell/ml. Il campione è contenuto in provetta di vetro con tappo a ghiera.

Sample description: lyophilized cow milk samples at a cell count of approximately 350.000 cells/ml. Sample is in amber glass vial with rubber cup and metal seal.

Identificazione: in etichetta sono riportati il logo AIA, il tipo di prodotto, il lotto di produzione, l'identificativo alfanumerico, la data di scadenza e il codice prodotto.

Identification: the label shows the AIA logo, the type of product, the production batch, the alphanumeric identifier, the expiry date, and the product code.

Finalità d'uso: per il controllo o la taratura degli strumenti fluoroptoelettronici e la determinazione delle cellule somatiche differenziali (DSCC).

Purpose of use: for checking or calibrating fluoro-opto-electronic somatic cell counters and measuring differential somatic cells (DSCC) detection.

Stoccaggio e utilizzo: conservare a $4 \pm 2^\circ\text{C}$. Ricostituire con $20 \pm 0,1$ g di acqua deionizzata. Agitare vigorosamente e scaldare a $40 \pm 2^\circ\text{C}$ per 30 min. Dopo l'apertura, usare il campione entro breve tempo.

Storage and use: store at $4 \pm 2^\circ\text{C}$. Before use reconstitute with $20 \pm 0,1$ g deionized water. Mix vigorously and warm at $40 \pm 2^\circ\text{C}$ for 30 min. Once opened, the sample must be used within a short time.

Conservante: Bronopol Tecnico 0,04 % (p/v)

Preservative: Bronopol 0,04 % (wt/vol).

Sicurezza: campione non edibile, non nocivo per la pelle. Non disperdere nell'ambiente.

Safety: inedible sample, not harmful to the skin. Do not waste it in the environment.

Data di scadenza: 2 anni dalla data di preparazione.

Expiry date: 2 years from date of production.