



FT970

**RING TEST CELLULE SOMATICHE  
LATTE VACCINO LIOFILIZZATO  
RTCCSLYO**

**RING TEST SOMATIC CELLS COUNT  
LYOPHILIZED COW MILK  
RTCCSLYO**

**Descrizione del campione:** serie da 5 campioni di latte vaccino liofilizzato. I campioni sono contenuti in provette di vetro con tappo a ghiera.

**Sample description:** series of 5 lyophilized cow milk samples. Samples are in amber glass vials with rubber cup and metal seal.

**Identificazione:** in etichetta sono riportati il logo AIA, il tipo di prodotto, il lotto di produzione, l'identificativo alfanumerico, la data di scadenza e il codice prodotto.

**Identification:** the label shows the AIA logo, the type of product, the production batch, the alphanumeric identifier, the expiry date, and the product code.

**Finalità d'uso:** per la determinazione delle cellule somatiche e cellule somatiche differenziali\* (DSCC) con strumenti fluoroptoelettronici.

**Purpose of use:** for the determination of somatic cell and differential somatic cells (DSCC)\* by fluoro-opto-electronic counters.

**Stoccaggio e utilizzo:** conservare a  $4 \pm 2^\circ\text{C}$ . Ricostituire con 20 g di acqua deionizzata. Agitare vigorosamente e scaldare a  $40 \pm 2^\circ\text{C}$  per 30 min. Dopo l'apertura, usare il campione entro breve tempo.

**Storage and use:** store at  $4 \pm 2^\circ\text{C}$ . Before use reconstitute with 20 g deionized water. Mix vigorously and warm at  $40 \pm 2^\circ\text{C}$  for 30 min. Once opened, the sample must be used within a short time.

**Conservante:** Bronopol Tecnico 0,04 % (p/v).

**Preservative:** Bronopol 0,04 % (wt/vol).

**Sicurezza:** campione non edibile, non nocivo per la pelle. Non disperdere nell'ambiente.

**Safety:** inedible sample, not harmful to the skin. Do not waste it in the environment.

**Data di scadenza:** 10 giorni dalla data di produzione.

**Expiry date:** 10 days from date of production.

\*parametro non accreditato/unaccredited parameter